

多胺补充剂 (Polyamine Supplement) 1000X



源培·培源
BasalMedia

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
S929J4	多胺补充剂 (Polyamine Supplement) 1000X	5mL	12 个月	液体	2 ~ 8 °C	蓝冰

1. 产品描述

多胺补充剂 (Polyamine Supplement) 是常用的培养基补充剂, 专门用于促进细胞生长, 增强病毒和蛋白表达。

多胺补充剂可搭配淋巴细胞无血清培养基 (货号 T110KJ) 培养来源于外周血单个核细胞(PBMC)的人淋巴细胞

本产品使用注射用水 (Water-For-Injection) 配置。

本产品供科学研究和生产使用, 用于组织和细胞的体外培养。

禁止临床使用。

2. 企业质量体系

上海源培生物科技股份有限公司的产品是在 cGMP 标准车间中生产的。

上海源培生物科技股份有限公司已取得 ISO9001:2015、ISO13485:2016 质量体系认证。

3. 产品参数

本产品为过滤除菌产品

物理外观: 淡黄色澄清液体

4. 相关产品

货号	品名	规格	存储条件	运输条件
T110KJ	LymGro® 淋巴细胞无血清培养基	500mL	2 ~ 8 °C	蓝冰
T120KJ	LymGro® 淋巴细胞无血清培养基, 不含酚红	500mL	2 ~ 8 °C	蓝冰
T150KJ	LymGro® OpT 淋巴细胞无血清培养基	500mL	2 ~ 8 °C	蓝冰