

### 培养基配方表 (Media Formulation)

名称: Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 10X 不含钙、镁离子和酚红

货号: B260KJ

组分 (Components)	分子量 (MW)	浓度 (mg/L)	摩尔浓度 (mM)
<b>无机盐 (Inorganic Salts)</b>			
Potassium Chloride (KCl)	75	2000	26.66666667
Potassium Phosphate monobasic (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )	136	2000	14.705882
Sodium Chloride (NaCl)	58	80000	1379.3103
Sodium Phosphate dibasic (Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O)	268	21600	80.597015